

materiale		quantità	collocazione
bioreattori			armadio consumabili
bottiglie da 1 L	PIREX		armadio 2
bottiglie da 1 L	PIREX		armadio 2
bottiglie da 1 L	PIREX		armadio 2
bottiglie da 1 L	PIREX		armadio 2
bottiglie da 1 L	PIREX		armadio 2
bottiglie da 1 L	PIREX		armadio 2
bottiglie da 1 L	PIREX		armadio 2
bottiglie da 1 L	PIREX		armadio 2
beaker 10 ml		26	armadio sotto finestra 2
beaker 25 ml		7	armadio sotto finestra 2
beaker 50 ml		3	armadio sotto finestra 2
beaker 100 ml		14	armadio sotto finestra 2
beaker 150 ml		1	armadio sotto finestra 2
bottiglie da 2 L		1	armadio sotto finestra 2
bottiglie da 500 ml		2	armadio sotto finestra 2
bottiglie da 250 ml		2	armadio sotto finestra 2
bottiglie da 100 ml		1	armadio sotto finestra 2
bottiglie da 50 ml (senza tappo)		1	armadio sotto finestra 2
bottiglie da 25 ml		1	armadio sotto finestra 2
bottiglia con vetro scuro 100 ml		1	armadio sotto finestra 2
bottiglie plastica 1 L		1	armadio sotto finestra 2
bottiglie plastica 250 ml		4	armadio sotto finestra 2
bottiglie plastica 100 ml		1	armadio sotto finestra 2
cilindri plastica 500 ml		3	armadio sotto finestra 2
cilindri vetro 1 L		1	armadio sotto finestra 2
cilindri vetro 250 ml		1	armadio sotto finestra 2
cilindri vetro 100 ml		1	armadio sotto finestra 2

materiale		quantità	collocazione
cilindri vetro 50 ml		1	armadio sotto finestra 2
cilindri vetro 10 ml		1	armadio sotto finestra 2
cilindri plastica 25 ml		2	armadio sotto finestra 2
beute vetro 1 L		4	armadio sotto finestra 2
beute vetro 500 ml		1	armadio sotto finestra 2
beute vetro 300 ml		2	armadio sotto finestra 2
beute vetro 250 ml		2	armadio sotto finestra 2
beute vetro 100 ml		1	armadio sotto finestra 2
beute vetro 50 ml		25	armadio sotto finestra 2
matraci vetro 500 ml		1	armadio sotto finestra 2
matraci vetro 200 ml		1	armadio sotto finestra 2
imbuti di vetro		9	armadio sotto finestra 2
anette di vetro		4	armadio sotto finestra 4
provette vetro batteriologia 30x200 mm		50 x 4 scatole	armadio sotto finestra 4
provette vetro batteriologia		1 scatola	armadio sotto finestra 4
provette vetro batteriologia 16x160 mm		2 scatole	armadio sotto finestra 4
provette in plastica 10ml senza tappo		1	armadio sotto finestra 4
provette in plastica 10ml con tappo		1	armadio sotto finestra 4
camerette di burker		6	armadio 2
ancorette magnetiche		2	cassetto primo bancone (spatole e tettarelle)
spatole metallo		5	cassetto primo bancone (spatole e tettarelle)
tettarelle		20	cassetto primo bancone (spatole e tettarelle)
pinzette punta piatta		8	armadio 2
pinzette punta aguzza		12	armadio 2
spruzzette		circa 20	armadio 1
bisturi		2 scatole	armadio 1
vaschette plastica		10	armadio 1
scatole di plastica con coperchio		5	armadio 1